

XF7小矮
SEAGOO 碧碧




声波电动牙刷
Electric Toothbrush
XF77 (SG-2308)

1. 安装刷头并拧紧固定齿圈
2. 刷柄轻轻放在牙齿与牙龈之间
3. 滑动开关，使刷柄前后滑动
4. 将电动牙刷放在上、下、左、右四个区域，各停留10秒钟
5. 将牙刷放在口中，上下左右四个区域刷牙，每个区域停留10秒钟
6. 刷牙结束后，3秒钟内将牙刷放在口中，上下左右四个区域刷牙，每个区域停留10秒钟
7. 刷牙结束后，将牙刷放在口中，上下左右四个区域刷牙，每个区域停留10秒钟
8. 每次刷牙完成后，将牙刷放在口中，上下左右四个区域刷牙，每个区域停留10秒钟
9. 将牙刷放在口中，上下左右四个区域刷牙，每个区域停留10秒钟

D-1

D-2

Instruction Manual
使用说明书

[illegible][illegible]

1. 启动前，请仔细阅读本说明书，并严格按照本说明书的要求进行操作。 2. 使用过程中，请勿将本产品置于潮湿、高温、阳光直射等环境中。 3. 请勿将本产品用于非设计用途，以免造成人身伤害或财产损失。 4. 请勿将本产品用于易燃易爆场所，以免引发火灾或爆炸。 5. 请勿将本产品用于医疗、工业、科研等特殊用途，除非另有说明。 6. 请勿将本产品用于非法用途，以免承担法律责任。 7. 请勿将本产品用于高风险作业，以免发生安全事故。 8. 请勿将本产品用于超出其额定功率的场合，以免损坏产品。 9. 请勿将本产品用于超出其额定电压的场合，以免损坏产品。 10. 请勿将本产品用于超出其额定温度的场合，以免损坏产品。	1. Turn off the appliance when leaving it unattended. 2. Do not use the product near flammable or explosive materials or in the same environment. 3. If you have undergone oral or dental surgery, use the product 2 weeks after the procedure to avoid bleeding. 4. The product is intended for general cleaning, gums, and the tongue only. Do not use it for any other purposes. 5. Do not use the product with deformed bristles. Replace the brush head immediately if signs of wear appear. It is recommended to replace the brush head every three months. 6. Use only genuine brush heads produced by our company. If you are using incompatible accessories, such as sodium disodium bicarbonate, peroxide, or other carbonate ingredients (common whitening toothpastes), thoroughly clean the brush head after use to prevent plastic crystallization.	1. Turn off the appliance when leaving it unattended. 2. Do not use the product near flammable or explosive materials or in the same environment. 3. If you have undergone oral or dental surgery, use the product 2 weeks after the procedure to avoid bleeding. 4. The product is intended for general cleaning, gums, and the tongue only. Do not use it for any other purposes. 5. Do not use the product with deformed bristles. Replace the brush head immediately if signs of wear appear. It is recommended to replace the brush head every three months. 6. Use only genuine brush heads produced by our company. If you are using incompatible accessories, such as sodium disodium bicarbonate, peroxide, or other carbonate ingredients (common whitening toothpastes), thoroughly clean the brush head after use to prevent plastic crystallization.
电容量约 100% 电容量约 70%~90% 电容量约 70%~90%	Model: XF7T (SG-238) Rated Input Voltage: 5V ~ 30V Rated Power: 1.5 W Operating Time: 4~3 hours Charging Temperature: 5~40°C (41~104°F) Product Dimensions: 25 × 28 × 28mm (including brush head)	Product Specifications Waterproof Rating: IPX7 Material: ABS+TPC (PET) / TPU Country of Origin: China
产品参数	快速指南 1. 准备工作 2. 充电 3. 使用 4. 清洁 5. 存储	Parts Name A-1: Brush Head A-2: Handle A-3: Mode / Power Button A-4: Mode / Charging Indicator Light A-5: Charging Port A-6: Modes A-7: Whiteness Mode A-8: Clean Mode A-9: Sensitive Mode A-10: Push Mode A-11: Massage Mode

Indicator	Behavior	Battery level
	No indication product cannot be turned on again	Less than 10%
	Five indicator lights flash 10 times (usually, 10 seconds)	Approx. 10% - 30%
	No indication, product can be turned on normally again	Approx. 30% - 100%

Trouble Shooting		
Issue	Possible cause	Solution
Reduced vibration intensity	Excessive pressure applied to the tooth	Gently push the bridge against your tooth without pressing hard
Shortened operating time	1. Impinger pollution leading to poor battery performance 2. Insufficient battery level	1. Recharge the toothbrush completely on a regular basis 2. Extend the charging time
Device does not turn on	1. Battery is completely drained 2. Other internal issues	1. Charge the device 2. Contact SEAOI customer support

Battery Disposal

This product uses a lithium battery. When the product reaches the end of its life, you must remove the battery and dispose of it properly according to local waste management regulations. Please contact your local waste disposal authority for specific recycling instructions.

Tools required for battery removal: Saw, Wire Cutters.

Warning: Only remove the battery when discarding the product. Before disassembly, ensure the device is disconnected from the power supply and turned off. Completely drain the battery before removal. When using tools, strictly follow basic safety rules and take appropriate protective measures to avoid injury.

1. Remove the brush head. Use a saw to cut through the handle at the marked position (20mm from the top) (D-1) (D-2) (Battery).
2. Image shown: Sawing effect / cross-section (D-1) (D-2).
3. Place the connecting post of the cross-section against a flat surface (such as a table), then hold the handle and press down firmly to separate the brush head from the handle.
4. Once the bracket is removed, cut the battery wires and take out the battery (D-4).

[illegible][illegible]

4. 大分県立総合文化センターの電通による、ソフト導入まで 1 日 2 回 (各 2 時間) 実施した。実施後、7 月 18 日開校使用開始です。

5. 9 月の定期考査の特別授業で、これと次期、9 月 26 日、高校 2 年でも同じように実施いたします。

6. 3,000 名以上の生徒が参加し、2 分の動画撮影も、モードでは第一候補です。

7. 電通総務課長 (電話 054-760111)

電気が入らない	1 バッテリーが完全に充電されていない 2 500mAh の充電器が壊れている 3 250mAh の充電器が壊れている 4 充電器のケーブルが壊れている
---------	---

商家について（バッテリーの取り外し方）

本製品にはリチウム電池を使用しています。電池の寿命が尽きた場合、地元の廃棄物処理場等に従って処分する必要があります。必ずバッテリーを取り外す前にしてください。詳細は住まいの地域の廃棄物管理部門にお問い合わせください。

バッテリーを取り外す前に必要な工具、のこぎり、ペンチ

注意：製品を修理する場合は必ずバッテリーを取り外してください。お間違いに、製品の保証を切り、バッテリーを完全に使い切ってください。工具を使用する場合は、基本的な安全規則に従い、怪我をしないよう十分な注意を払ってください。

1. フラッシュライトの、のこぎりマークでされた位置（上図から20mm）を切り取ります。①-③（①: ①、②: バッテリー）

2. 切断した面の状態。①-②

3. 取り外した電池の状態。①-②

4. 取り外した電池を斜め下の平らな面に置くと、バンドを握って持ち上げることができます。内部のブロッカーが解放されます。①-③

5. フラッシュライトを切り出し、バッテリーの両端を握ってバッテリーを取り外します。①-④

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

KARAKTERISTIK & FITUR	
1. Bergetas hingga 35.000 kali per menit untuk memisahkan rongga mulut secara menyeluruh. 2. Memiliki 5 mode utama (Hidung, Pembesaran, Sensitif, Polishing, Pipil) yang dapat disesuaikan dengan tingkat sensitivitas gigi masing-masing pengguna 3. Desain ergonomis yang ada di belakang tangan, anti-slip, dan tahan kelelahan, memberikan kenyamanan saat digunakan. 4. Terdapat tombol (hidung) untuk memilih indikator berapapada basis. Dalam mode Sensitif (dengan ausasi digunakan 2 menit), dua kali setelah prosedur, prosedur hingga 180 hari dalam siklus perawatan gigi penuh. 5. Tahan air dengan rating IPX7, seluruh bagian alat aman dicuci di bawah air keran. 6. Fluor mengandung hanya maksimum pengiritir pindat area (30 detik), 7 indikator Daya Baterai (selamat mati)	
Kondisi Indikator	Tingkat baterai
Tidak ada indikator, produk tidak dapat digunakan kembali	Kurang dari 10%
Lampu indikator berkedip 10 kali (sekitar 10 detik)	Sekitar 10% - 30%
Tidak ada indikator, produk dapat digunakan kembali secara normal	Sekitar 30% - 100%

Situasi	Kemampuan	Indikator Penilaian
Interaksi dengan teman sebangkunya	Siswa yang berperan sebagai pemandu	Berikan buku saku mengenai apa itu baterai dan apa saja jenisnya
Waktu operasional	1. Saat guru dibarengi dengan kelompoknya 2. Dengan membuat pertanyaan 3. Dengan bertanya	1. Lakukan skit yang dengan benar 2. Penanyang masalah pertanyaan dirum
Sifat kerja kelompok	1. Dengan bekerja 2. Dengan komunikasi 3. Dengan komunikasi	1. Lakukan pengujian daya baterai 2. Melakukan pengujian daya baterai 3. Melakukan pengujian daya baterai

Bruah Head Installation and Removal

1. Installation: Align the bridge direction with the tooth direction on the handle. If the bruah point goes onto the wronging spot of the first main body and press it straight down until you hear a click, indicating it is securely installed.

2. Removal: Pull the bruah upward with force to detach it from the handle.

Operating Instructions

1. Install the bruah firmly onto the handle. Apply a suitable amount of toothpaste onto the bristles.

2. Hold the handle at the base of your teeth and gums, holding the bruah at a 45°angle to the tooth surface (see Fig. 1). Press the power button to start. Slightly move the bruah horizontally across the tooth surface.

3. Divide your mouth into four sections: lower left front, upper right, upper left, lower right. Spend 10 seconds brushing each side of the inner and chewing surfaces of each section (see Fig. 2).

4. The toothbrush will turn around automatically to work from the top to the next quadrant. The appliance will automatically stop after 2 minutes of continuous use.

5. Within 3 seconds of turning on the device, pressing the button will switch the mode. The switching sequence is: Whiskering → Sensation → Massage → Rotate. When the mode is changed, if the mode is pressed within three seconds, the button stage will skip the off delay.

6. The mode used in the current session will be memorized and the same mode will be used the next time you turn on the device.

7. Rinse the bruah thoroughly with clean water after each use. Do not soak, but wash the handle both the diverging gear "light-colored" waterside and "dark-colored" sides for a deep clean.

- 1. When the 5 white indicator lights on the product cannot be turned on normally after use, the battery is low and needs to be charged.
- 2. Connect the toothbrush to a USB charger or a device with a USB port using the original charging cable provided in the package.
- 3. During charging, the 5 white indicator lights will illuminate one after one in sequence. When fully charged, all lights will turn off and charging will stop automatically.
- 4. If the indicator light does not illuminate during the first 5 minutes of charging (especially during the first 2 periods of 1.5 periods each), this is a normal self-protection mechanism due to relatively low battery level. The lights will turn on automatically after 5 minutes.

Features

- 1. Up to 1300 maximum vibrations per minute for a deep and thorough cleaning.
- 2. 27 timing modes (Whitening, Clean, Sensitive, Polish, and Massage) to meet personalized gum sensitivity needs.
- 3. Ergonomic design that is perfect for the hand and single-hand operation for a comfortable grip.
- 4. 1500mAh capacity, one-year (12 months) battery life and single-charge lasting up to 180 days (based on 27 minutes of use, twice a day as 15-second mode).
- 5. IPX7 waterproof rating allows for safe use in the shower and easy cleaning under running water.
- 6. Smart timer with a 30-second quadrant start and a 2-minute auto-shutdown plus a convenient memory function.
- 7. Battery Level Indicator (after charge stop)

[illegible]

產品參數	
產品型號: KF77 (SG-2308)	工作溫度: 5~40℃
額定輸入電壓: 5V ±	產品材料: ABS/PE/PB/PC/尼龍
額定輸入電流: 1.5V ±	牙規牙寸: 25x25x234mm (含包裝)
防水等級: <30分貝	產地: 中國
防水等級: IPX7	
部件介紹	
A-1 頭燈	A-5 模式
A-2 手柄	亮白燈
A-3 觸摸式快捷燈	標準模式
A-4 模式 / 充電指示燈	紅光模式
A-6 充電合模	隔光模式
	標準模式
頭燈安裝更換方法	
B-1 安裝: 按說明書說明和程序完成頭燈的安裝。將頭燈對準機身上的標記正對角線向下。鬆開一對固定帶並安裝完成。 B-2 卸裝: 將頭燈旋反方向用力即可卸裝完成。	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

1. Kepala & Bantal 2. Lembar Penutup (dari sisi kanan) 3. Lembar Indikator	BERIKUT TABEL 10% - 15% 40% - 30% 10% - 100%	BAGIAN-BAGIAN PRODUK A-1. Kepala A-2. Gasing A-3. Tombol Daya / Mode A-4. Lampu Indikator Mode / Pengisian Daya A-5. Mode Mode Pemulihan Mode Pembaruan Mode Pilot Mode Pilek
5. Mengganti kepala		
6. Mengganti kepala		CARA MEMASANG DAN MENGANTI KEPALA SIKAT 1. B-1 Memasang kepala ini harus bulat dengan arah tombol pada pegangan. Pasangkan kepala ke atas dengan menggunakan tombol ini. (lihat gambar 1.1 dan 1.2) 2. Setelah kepala ke atas telah terpasang dengan aman, tekan tombol kepala ke atas dengan kedua tangan untuk melepaskan. CARA PENGUNGUHAN PRODUK 1. Pasang kepala sikat hingga benar-benar melekat pada gagang, lalu tuangkan pasir ke gagang secara perlahan ke atas bulat. 2. Tempelan bulat sikat akan perlahan-lahan pada kasus antara gagang ke atas, membentuk sudut 45 derajat permukaan gagang. (C-1) Untuk tempelan, gunakan penggosokan dengan tangan perisai ke samping untuk menggosok seluruh bagian gagang. 4. Bagi orang-orang yang merasa epat atau sakit, jika bawak, kram, sakit, dan kram bawak. Gosokkan epat. 10 produk untuk menggosok bagian luar, dan dalam permukaan kram di atas epat.

[illegible]

WARRANTY CARD / 品質保証書 / 保証書 / 品質保証書

Dear customers, thank you very much for your concern and support for our electric toothbrush, water flosser and other products. Thank you for choosing the products of the company. The company promises that the water flosser has passed our company's strict quality management system and will be produced from the date of purchase, it will be returned within 7 days, replaced within 15 days and guaranteed within 2 years. If the operations is not in accordance with the instructions or without the company's authorization units and individuals to open are not included in this scope.

敬啟者，非常感謝貴客對本公司產品之支持，對於選擇本公司之電動牙刷、水牙線、噴霧器等產品，本公司謹此承諾，本公司之水牙線產品係經本公司嚴格品質管理系統所生產，自購買之日起，7日內可退換，15日內可更換，2年內保固。如貴客之使用行為與說明書不符，或未經本公司之授權單位及個人擅自開拆者，恕不在此範圍內。

本保證書適用於本公司經銷之各款水牙線產品，如欲查詢詳情，請逕向本公司經銷商洽詢。本保證書係根據本公司之產品品質管理系統所制定，如欲查詢詳情，請逕向本公司經銷商洽詢。本保證書之有效期間為自購買之日起，7日內可退換，15日內可更換，2年內保固。如貴客之使用行為與說明書不符，或未經本公司之授權單位及個人擅自開拆者，恕不在此範圍內。

[illegible]